



 BioActive Materials

Activecut

A Canula de microdebridacao Activecut é utilizada em cirurgias de cisão e remoção de tecido ósseo nas mais variadas partes do corpo, incluindo, mas não se limitando, a procedimentos para tratamento de patologias da coluna vertebral, estenose espinhal, estenose foraminal, hérnia de disco e dor discogênica, lombares torácicas ou cervicais.





O produto pode ser utilizado tanto por via percutânea como por via endoscópica.

O Activecut está disponível em diferentes comprimentos para melhor ergonomia do cirurgião e com opção de ponta Diamantada, Cortante com e sem proteção.

CONTÉM:

01 – Cânula de microdebridação

APRESENTAÇÕES:

Encaixes:
Stryker | Linvatec | Smith Nephew

Diâmetros:
3mm | 4mm | 5mm | 5,5mm

Comprimentos:
225 | 230 | 240 | 284 | 296 |
300 | 340 | 360 | 400mm

