



LANÇAMENTO

 BioActive

# ActiveSpine

O ActiveSpine é um conjunto descartável indicado para procedimentos da coluna vertebral no tratamento de discos intervertebrais, ciática e dor crônica da coluna. O produto proporciona ao cirurgião a possibilidade de seleção de abordagens mais adequadas às intervenções necessárias, incluindo a abertura das vias de acesso e possibilidade de adoção das técnicas cirúrgicas de preferência do operador.

01

## COMPATIBILIDADE

O Kit é compatível com equipamento gerador de alta frequência com as seguintes especificações: Tensão nominal: AC120V/AC230V; Frequência nominal: 50/60Hz e Consumo de energia: 300VA+10%. Qualquer equipamento de alta frequência com as especificações supracitadas deve possuir registro na ANVISA.

02

## ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido em condição estéril (óxido de etileno - ETO), possui validade de 2 anos e é de uso único, sendo sua reutilização e reprocessamento proibidos.







Componentes	Ap.01	Ap.02
01 Fio guia	✓	✓
01 Cânula de punção	✓	✓
01 Equipo de irrigação	✓	✓
01 Eletrodo bipolar	✓	✓
01 Cânula de debridamento ósseo*	✓	✓
01 Lâmina Reciprocante*	✓	✓
01 Cânula de Aspiração	✓	✗
01 Trocater	✓	✗
01 Trefina	✓	✗

\*Produto contempla uma cânula de debridamento ósseo OU uma lâmina reciprocante.

#### Tipo de Engate do Equipo

ST	Modelo ST
LV	Modelo LV
RZ	Modelo RZ
FL	Modelo FL

#### Tipo de Pontas das Cânulas de debridamento / lâmina reciprocante

COR	Cortante
CORP	Cortante com proteção
DIA	Diamantada
CORPL	Cortante com proteção lateral
RECP	Reciprocante

#### Tipos de engate das cânulas de debridamento / lâmina reciprocante

ST	Modelo ST
SF	Modelo SF
LV	Modelo LV
RZ	Modelo RZ
DY	Modelo DY
SN	Modelo SN

#### Modelos de eletrodos bipolares

F01	400MM x ø2.3 CONEC Tipo C
F02	400MM x ø2.46 CONEC Tipo C
F03	250MM x ø2.46 CONEC Tipo C
F04	400MM x ø2.3 CONEC Tipo B
F05	400MM x ø2.46 CONEC Tipo B
F06	250MM x ø2.46 CONEC Tipo B



Para facilitar a identificação de cada modelo comercial do Kit ActiveSpine, estes recebem como referência uma sequência alfanumérica conforme estrutura descrita a seguir:

Exemplo: LV COR ST F01 TTO – Kit ActiveSpine, equipo engate tipo LV, cânula de debridamento ósseo cortante com engate tipo ST e eletrodo bipolar modelo F01. A sigla TTO ao final da referência indica que o Kit possui em sua composição os componentes Trocater, Trefina e Obturador.

