



LANÇAMENTO



Ponta de Tungstênio

✓ BioActive

# Hyper Cut

A ponteira microdissectora Hyper Cut possui a função da realização de dissecação, ablação, coagulação, corte e cauterização de tecidos moles.

01

## INDICAÇÃO DE USO

O Hyper Cut é indicado para procedimentos cirúrgicos nas diversas áreas da medicina como por exemplo, mas **NÃO SE LIMITANDO** a: nariz, garganta, ouvido, articulações, cirurgias ortopédicas, cirurgias da coluna e cirurgia geral.

02

## FUNCIONAMENTO

O Hyper Cut deve ser utilizado em conjunto com uma caneta ou peça de mão que posteriormente será acoplada a um equipamento eletrocirúrgico. Tem-se como indicação de compatibilidade com o Hyper Cut caneta ou peça de mão (ambas monopolares) que possuam encaixe dimensional para o diâmetro de 2,5 mm. Recomenda-se o uso associado a equipamentos eletrocirúrgicos com potência máxima de 100 Watts.





Código	Descrição	Ponta
HC4002R	HYPER CUT 40,0mm x 2mm Reta	
HC5002R	HYPER CUT 50,0mm x 2mm Reta	
HC6002R	HYPER CUT 60,0mm x 2mm Reta	
HC500245CP05	HYPER CUT 50,0mm x 2mm x 45° CP=5mm	
HC500245CP10	HYPER CUT 50,0mm x 2mm x 45° CP=10mm	
HC500290CP05	HYPER CUT 50,0mm x 2mm x 90° CP=5mm	
HC600245CP05	HYPER CUT 60,0mm x 2mm x 45° CP=5mm	
HC600245CP10	HYPER CUT 60,0mm x 2mm x 45° CP=10mm	
HC600290CP10	HYPER CUT 60,0mm x 2mm x 90° CP=10mm	
HC7002R	HYPER CUT 70,0mm x 2mm Reta	
HC10002R	HYPER CUT 100,00mm x 2mm Reta	
HC10000245CP05	HYPER CUT 100,00mm x 2mm x 45° CP=5mm	
HC1202002R	HYPER CUT 120,20mm x 2mm Reta	
HC120200245CP05	HYPER CUT 120,20mm x 2mm x 45° CP=5mm	
HC130300245CP10	HYPER CUT 130,30mm x 2mm x 45° CP=10mm	
HC1525202R	HYPER CUT 152,52mm x 2mm Reta	
HC152520245CP05	HYPER CUT 152,52mm x 2mm x 45° CP=5mm	

Imagens  
da Ponta