



✓ BioActive

# ActiveDisc

O Kit ActiveDisc consiste em um conjunto descartável em que seus modelos comerciais possuem duas apresentações comerciais, sendo a primeira composta por: um fio guia, uma cânula de punção, um equipo de irrigação, uma cânula de debridamento ósseo e um eletrodo bipolar e; a segunda apresentação comercial composta por um fio guia, uma cânula de punção, um trocater, uma trefina, um obturador, um equipo de irrigação, uma cânula de debridamento ósseo ou lâmina recíprocante e um eletrodo bipolar.

01

## FINALIDADE

O Kit ActiveDisc é indicado para procedimentos da coluna vertebral no tratamento de discos intervertebrais, ciática e dor crônica da coluna. O produto proporciona ao cirurgião a possibilidade de seleção de abordagens mais adequadas às intervenções necessárias, incluindo a abertura das vias de acesso e possibilidade de adoção das técnicas cirúrgicas de preferência do operador.

03

## ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido em condição estéril (óxido de etileno - ETO), possui validade de 2 anos e é de uso único, sendo sua reutilização e reprocessamento proibidos.

02

## COMPTIBILIDADE

O Kit é compatível (com outros dispositivos médicos) para uso com equipamento gerador de alta frequência com as seguintes especificações: Tensão nominal: AC120V/AC230V; Frequência nominal: 50/60Hz e Consumo de energia: 300VA+10%. O equipamento gerador de alta frequência citado não é parte integrante desse registro. Qualquer equipamento de alta frequência com as especificações supracitadas deve possuir registro na ANVISA.



# Apresentação Comercial

Os Modelos Comerciais do Kit podem variar com relação às suas características de design dos seus componentes



## Tipo de Engate do Equipó

ST	Modelo ST
LV	Modelo LV
RZ	Modelo RZ
FL	Modelo FL

## Tipo de Pontas das Cânulas de debridamento / lâmina recíprocante

COR	Cortante
CORP	Cortante com proteção
DIA	Diamantada
CORPL	Cortante com proteção lateral
RECP	Recíprocante

## Tipos de engate das cânulas de debridamento / lâmina recíprocante

ST	Modelo ST
SF	Modelo SF
LV	Modelo LV
RZ	Modelo RZ
DY	Modelo DY
SN	Modelo SN

## Modelos de eletrodos bipolares

F01	400MM x ø2.3 CONEC Tipo C
F02	400MM x ø2.46 CONEC Tipo C
F03	250MM x ø2.46 CONEC Tipo C
F04	400MM x ø2.3 CONEC Tipo B
F05	400MM x ø2.46 CONEC Tipo B
F06	250MM x ø2.46 CONEC Tipo B

Para facilitar a identificação de cada modelo comercial do Kit ActiveDisc, estes recebem como referência uma sequência alfanumérica conforme estrutura descrita a seguir:



Exemplo: LV COR ST F01 TTO – Kit ActiveDisc, equipó engate tipo Linvatec, cânula de debridamento ósseo cortante com engate tipo Setormed e eletrodo bipolar modelo F01. A sigla TTO ao final da referência indica que o Kit possui em sua composição os componentes Trocar, Trefina e Obturador.

